

Список запасных частей и принадлежностей для СПГА-100-1-НН

Изображение	Наименование
	<p>Фильтр механической очистки косой 1/2 - 1шт.</p>
	<p>Контргайка 15-Ц ГОСТ8968-75 - 1шт.</p>
	<p>Штуцер с наружной резьбой 1/2 x18 - 2шт.</p>
	<p>Сетка НКМР.752633.001 (для фильтра механической очистки) - 1шт.</p>



Мембрана НКМР.711111.014
(для узла блокировки НКМР.304274.005)
- 1шт.




Прокладка НКМР.754152.010
(для обратного клапана)
- 4шт.



Прокладка НКМР.754152.002
(для монтажа мановакуумметров)
- 4шт.



Вставка плавкая ВПТ6-5
(в зависимости от комплектации
1-2шт.)



Кольцо уплотнительное НКМР.711111.008
- 1 шт.



Лента кассовая (чековая) ширина 56 мм,
максимальный диаметр рулона 34 мм
- 1 шт. (при комплектации печатающим
устройством)



Ножка M10F-10
- 4 шт.



Шланг ПВХ непрозрачный армированный
3/4 L=0/8м
(для слива воды из парогенератора)
- 1 шт.



Угольник 15 (латунный)
- 2шт.



Хомут автомобильный 12/22
- 1шт.



Винт М6*20 DIN 7985
- 3шт.
Шайба С6.04.019 ГОСТ11371-78
- 3шт.
(для крепления бачка НКМР.332131.005)



Ниппель двойной 1/2 с наружной резьбой
- 1шт.