







| № | Наименование | Фотография |
|---|---|------------|
| 1 | <p>Блок тиристоров НКМР.435701.008 <i>аналог блока тиристоров</i> <i>НКМР.435701.006-01</i></p> <p>Артикул: 1101 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 2 | <p>Блок тиристоров НКМР.435701.008-01 <i>для стерилизаторов с</i> <i>сенсорным дисплеем</i></p> <p>Артикул: 1352 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2022 г. Заводские номера: № 1935, с № 1987 и далее</p> | |
| 3 | <p>Блок управления НКМР.468173.002 <i>для стерилизаторов с</i> <i>сенсорным дисплеем</i></p> <p>Артикул: 1355 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2022 г. Заводские номера: № 1935, с № 1987 и далее</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|---|--|------------|
| 4 | <p>Блок управления НКМР.468332.005 <i>аналог блока управления</i> <i>АУТД.042800.000-02</i></p> <p>Артикул: 1368 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 5 | <p>Винт регулировочный НКМР.715513.004 <i>L=81,5 мм</i></p> <p>Артикул: 1215 Количество: 1 шт. Период использования: до 01.2024 г. Заводские номера: до № 2291</p> <p>Винт регулировочный НКМР.715513.019 <i>L=76,5 мм</i></p> <p>Артикул: 1217 Количество: 1 шт. Заводские номера: с № 2292</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|---|--|------------|
| 6 | <p>Винт ходовой НКМР.715534.001 с гайкой</p> <p>Артикул: 1218 Количество: 1 шт. Период использования: до 03.2009 г. Заводские номера: № 4-334</p> | |
| 7 | <p>Винт ходовой НКМР.715534.002 с гайкой</p> <p>Артикул: 1219 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-01.2015 г. Заводские номера: № 335-1204</p> | |
| 8 | <p>Винт ходовой НКМР.715534.009 с гайкой</p> <p>Артикул: 1220 Количество: 1 шт. Период использования: с 01.2015 г.-09.2023 г. Заводские номера: с № 1205-2291, кроме № 2248</p> | |




| № | Наименование | Фотография |
|----|--|--|
| 9 | <p>Вспомогательная плата НТЦ-4348</p> <p>Артикул: 1103 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г.-12.2019 г. Заводские номера: с № 4-1673</p> <p><i>Кроме стерилизаторов с сенсорным дисплеем</i></p> |  <p>A photograph of a green printed circuit board (PCB) with various electronic components. At the top, there are five gold-plated pins. Below them are several silver-colored components, possibly relays or switches, mounted on a metal strip. At the bottom, there are five circular components labeled K5, K1, K2, K3, and K4. The PCB is placed on a blue grid with a ruler for scale.</p> |
| 10 | <p>Втулка НКМР.713341.008 <i>для винта ходового НКМР. 715534.009 - арт. 1220</i></p> <p>Артикул: 1221 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> |  <p>A photograph of a single brass bush (nut) with a central hole. It is placed on a blue grid with a ruler for scale.</p> |
| 11 | <p>Выключатель ВА 47-29</p> <p>Артикул: 1222 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> |  <p>A photograph of a three-pole circuit breaker (CB) from the IEK BA47-29 series. The device is white with yellow handles. It has three terminals on top and three on the bottom. The label on the front indicates 'iEK BA47-29', 'C25', '400V', and '1000 I_n'. The device is placed on a blue grid with a ruler for scale.</p> |




| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 12 | <p>Гайка М18х1,5 ГОСТ <i>для крепления</i> <i>электронагревателей ТЭН</i></p> <p>Артикул: 1223 Количество: 2 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 13 | <p>Гайка ходовая НКМР.741264.001 <i>к винтам регулировочным</i> <i>НКМР.715513.004/</i> <i>НКМР.715513.019</i></p> <p>Артикул: 1224 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 14 | <p>Головка НКМР.712292.002</p> <p>Артикул: 1225 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-01.2015 г. Заводские номера: № 335-1204</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|--|
| 15 | <p>Головка НКМР.712292.004</p> <p>Артикул: 1226 Количество: 1 шт. Период использования: с 01.2015 г. Заводские номера: с № 1205 кроме № 2248, 2292-2336</p> |  |
| 16 | <p>Датчик давления MPX 2200 AP</p> <p>Артикул: 1227 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> |  |
| 17 | <p>Датчик давления MPX 2200 AP в сборе</p> <p>Артикул: 1228 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с №4</p> |  |



| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 18 | <p>Датчик уровня НКМР.407529.001 <i>верхний</i> <i>L=80 мм</i></p> <p>Артикул: 1104 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 19 | <p>Датчик уровня НКМР.407529.001-02 <i>нижний</i> <i>L=153 мм</i></p> <p>Артикул: 1105 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 20 | <p>Катушка электромагнитная Стандарт ЭКО 10.АС 230 <i>в комплекте с клеммной коробкой</i> <i>Для клапанов:</i> К2-Клапан соленоидный <i>АСТА ЭСК 110.03.Е DN1/2"</i> <i>НЗ</i> К3-Клапан соленоидный <i>АСТА ЭСК 200.01.060 DN</i> <i>1/4" НЗ</i> К4-Клапан соленоидный <i>АСТА ЭСК 200.01.030 DN</i> <i>1/4" НЗ</i> К5-Клапан соленоидный <i>АСТА ЭСК 120.03.100 DN</i> <i>1/4" НЗ</i></p> <p>Артикул: 1255 Количество: 1 комплект</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|------------|
| 21 | <p>Катушка электромагнитная Danfoss AM 230 C для клапана K1 <i>EV220A 10B G12N NC00,</i> <i>Danfoss – арт. 1235</i></p> <p>Артикул: 1250 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-08.2022 г. Заводские номера: с № 355-2027</p> | |
| 22 | <p>Катушка электромагнитная BA 230 A, Danfoss аналог катушки электромагнитной <i>BB 230 AS, Danfoss</i> для клапанов K2-K5</p> <p>Артикул: 1252 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-07.2022 г. Заводские номера: с № 355-404 кол.: 3шт. с № 405-2000 кол.: 4 шт.</p> | |
| 23 | <p>Катушка электромагнитная BB 230 AS, Danfoss для клапанов K2-K5, Danfoss</p> <p>Артикул: 1253 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-07.2022 г. Заводские номера: с № 355-404 кол.: 3шт. с № 405-2000 кол.: 4 шт.</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|---|
| 24 | <p>Катушка электромагнитная RR 230 АС РИДАН для клапана: К4 -EV210R Ду 3мм, EPDM с катушкой 230В РИДАН – арт. 1247</p> <p>Артикул: 1256 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> |  <p>A photograph of a blue rectangular electromagnetic coil with two electrical terminals on the right side, placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |
| 25 | <p>Катушка электромагнитная В8Е САМОZZI для клапана: К3 -CFB-D22G-W1 САМОZZI – арт. 1241</p> <p>Артикул: 1251 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> |  <p>A photograph of a black rectangular electromagnetic coil with two electrical terminals on the right side, placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |
| 26 | <p>Клапан обратный НКМР.611622.011 аналог клапана обратного НКМР.611622.002</p> <p>Артикул: 1258 Количество: 3 шт. Период использования: Действующий Заводские номера: с № 4</p> |  <p>A photograph of a brass reverse check valve with two ports and a central handle, placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |




| № | Наименование | Фотография |
|----|---|---|
| 27 | <p>Клапан предохранительный НКМР.494141.006</p> <p>Артикул: 1259 Количество: 1 шт. Период использования: с 07.2012 г. Заводские номера: № 796, кроме № 1964-1966, 1968, 1976, 1977, 1983, 1991, 1992</p> |  <p>A photograph of a safety valve NKMR.494141.006. The valve is made of brass and has a long, thin stem with a conical tip. It is positioned horizontally on a blue grid background. A white label is attached to the side of the valve, containing the text: 'КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ НКМР.494141.006 Р=2,8 кг/см² №'. A ruler at the bottom of the grid shows centimeter markings from 1 to 21.</p> |
| 28 | <p>Клапан предохранительный НКМР.494141.011</p> <p>Артикул: 1106 Количество: 1 шт. Период использования: до 07.2012 г. Заводские номера: до № 795, 1964-1966, 1968, 1976, 1977, 1983, 1919, 1992</p> |  <p>A photograph of a safety valve NKMR.494141.011. The valve is made of brass and has a more complex, rounded body with a side connection. It is positioned horizontally on a blue grid background. A black label is attached to the side of the valve, containing the text: 'КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ НКМР.494141.011 Р=2,8 кг/см² №'. A ruler at the bottom of the grid shows centimeter markings from 1 to 21.</p> |
| 29 | <p>Клапан соленоидный АСТА ЭСК 110.03.E DN 1/2" НЗ <i>аналог клапана электромагнитного EV250B12BD G12ENC000, Danfoss</i> К2 — сброс пара из стерилизационной камеры в канализацию.</p> <p>Артикул: 1236 Количество: 1 шт.</p> <p><u>Катушка и вилка приобретаются отдельно</u></p> |  <p>A photograph of a solenoid valve ASTA ESC 110.03.E DN 1/2 inch. The valve is made of brass and has a square body with a vertical stem. It is positioned vertically on a blue grid background. A ruler at the bottom of the grid shows centimeter markings from 1 to 18.</p> |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|--|
| 30 | <p>Клапан соленоидный АСТА ЭСК 120.03.100 DN 1/2" НЗ <i>аналог клапана электромагнитного EV210B 10 B G 12 NC 000, Danfoss</i> К5-подача <i>дистиллированной из бачка (канистры) в парогенератор</i></p> <p>Артикул: 1248 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2022 г. Заводские номера: с № 2028</p> <p><u>Катушка и вилка приобретаются отдельно</u></p> |  |
| 31 | <p>Клапан электромагнитный СК-11-15-ВД Ду15 <i>аналог клапана электромагнитного EV 220 A 10 B G12N NC00, Danfoss</i> К1-вода из водопровода на эжектор.</p> <p>Артикул: 1234 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий.</p> <p><u>Поставляется с катушкой и вилкой</u></p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|---|
| 32 | <p>Клапан электромагнитный EV250B12BD G12ENC000, Danfoss <i>К2 — сброс пара из стерилизационной камеры в канализацию.</i> <i>(См. аналоги – арт. 1236 и 1345)</i></p> <p>Артикул: 1238 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-08.2022 г. Заводские номера: с № 355-2027</p> |  |
| 33 | <p>Клапан электромагнитный CFB-D22G-W1 CAMOZZI <i>аналог клапана электромагнитного EV 210 B 6.0B G 14ENC000, Danfoss</i> <i>К3-подача пара из парогенератора в стерилизационную камеру</i> <i>При монтаже с № 355-2097, необходимо устанавливать кронштейн НКМР.745336.024 в комплекте с крепежом – арт. 1110</i></p> <p>Артикул: 1241 Количество: 1 шт.</p> <p><u>Катушка и вилка приобретаются отдельно</u></p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 34 | <p>Клапан электромагнитный EV210R Ду 3мм, EPDM с катушкой 230В РИДАН аналог клапана электромагнитного EV210B 3.0B G14ENC 000, Danfoss К4-на бактериальный фильтр</p> <p>Артикул: 1247 Количество: 1 шт.</p> <p><u>При монтаже с № 355-2062 необходимо заменить кронштейн НКМР.745512.047 на пластину НТЦ-9798</u></p> | |
| 35 | <p>Клапан электромагнитный EV 210 B 6.0B G 14ENC000, Danfoss К3-подача пара из парогенератора в стерилизационную камеру (См. аналог – арт. 1241)</p> <p>Артикул: 1242 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-07.2022 г. Заводские номера: с № 355-2027</p> | |
| 36 | <p>Клапан электромагнитный EV 220 A 10 B G12N NC00, Danfoss К1-вода из водопровода на эжектор. (См. аналог – арт. 1234)</p> <p>Артикул: 1235 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-08.2022 г. Заводские номера: с № 355-2027</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 37 | <p>Клапан электромагнитный EV210B 10 B G 12 NC 000, Danfoss <i>К5-подача дистиллированной воды из бачка (канистры) в парогенератор (См. аналог – арт. 1248)</i></p> <p>Артикул: 1249 Количество: 1 шт. Период использования: с 07.2009 г.-07.2022 г. Заводские номера: с № 405-2027</p> | |
| 38 | <p>Клапан электромагнитный EV210B 3.0B G14ENC 000, Danfoss <i>К4-на бактериальный фильтр (См. аналог – арт. 1247)</i></p> <p>Артикул: 1246 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-06.2022 г. Заводские номера: с № 355-2000</p> | |
| 39 | <p>Клапан электромагнитный EV252WR, G½, EPDM, нормально закрытый, 0...10 бар, с катушкой 220В, 50Гц <i>аналог клапана электромагнитного EV250B12BD G12ENC000, Danfoss</i> <i>К2-сброс пара из стерилизационной камеры в канализацию</i></p> <p>Артикул: 1345 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|---|
| 40 | <p>Клапан электромагнитный КЭН-1</p> <p>Артикул: 1260 Период использования: с 08.2005 г.-02.2009 г. Заводские номера: № 4-194 кол.: 3 шт. № 195-354 кол.: 2 шт. № 355-404 кол.: 1 шт.</p> |  <p>A photograph of an electromagnetic valve (КЭН-1) with a white plastic body and a black coil, placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |
| 41 | <p>Кнопка КМ1-1 <i>для концевого выключателя</i></p> <p>Артикул: 1261 Количество: 1 шт. Период использования: до 12.2021 г. Заводские номера: до № 1937</p> |  <p>A photograph of a small metal end switch button (КМ1-1) with a brass top and red base, placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |
| 42 | <p>Кольцо уплотнительное НКМР.711111.008</p> <p>Артикул: 1262 Количество: 1 шт. Период использования: Действующее</p> |  <p>A photograph of a white, circular O-ring (sealing ring) placed on a blue grid background with a ruler for scale.</p> |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 43 | <p>Комплект НТЦ-10079-01 <i>для замены эжектора</i></p> <p>Артикул: 1107 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 44 | <p>Комплект прокладок НТЦ-9772 <i>для монтажа электронагревателей ТЭН</i></p> <p>Артикул: 1263 Количество: 1 комплект Период использования: с 08.2022 г. Заводские номера: с № 2037</p> | |
| 45 | <p>Комплект ремонтный для крепления бачка НКМР.467981.084 <i>аналог канистры НКМР.332131.004/003</i></p> <p>Артикул: 1108 Количество: 1 комплект Период использования: Действующий Заводские номера: с № 405</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 46 | <p>Кронштейн НКМР.745336.024 <i>в комплекте с крепежом для монтажа клапана КЗ – арт. 1241</i></p> <p>Артикул: 1110 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий Заводские номера: с № 355-2097</p> | |
| 47 | <p>Мановакуумметр «Физтех» МВПЗ-Уф <i>аналог мановакуумметра «Росма» ТМВ-510Р.00</i></p> <p>Артикул: 1358 Период использования: с 11.2006 г. Заводские номера: с № 4-66 кол.: 1 шт. с № 67 кол.: 2 шт.</p> | |
| 48 | <p>Мановакуумметр «Росма» ТМВ-510Р.00</p> <p>Артикул: 1265 Период использования: с 11.2006 г. Заводские номера: с № 4-66 кол.: 1 шт. с № 67 кол.: 2 шт.</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|------------|
| 49 | <p>Мембрана НКМР.711111.014 <i>для узла блокировки</i> <i>НКМР.304274.005 - арт.</i> <i>1311</i></p> <p>Артикул: 1266 Количество: 1 шт. Период использования: с 12.2015 г. Заводские номера: с № 1282</p> | |
| 50 | <p>Микропереключатель MSW-02A-00-13SON <i>для концевого выключателя</i></p> <p>Артикул: 1268 Количество: 1 шт. Период использования: с 01.2022 г. Заводские номера: с № 1938</p> | |
| 51 | <p>Микросхема AT 89C51RC-24PU <i>аналог микросхема</i> <i>AT89C51RC-24PI</i> <i>для блока управления</i></p> <p>Артикул: 1270 Количество: 1 шт. Заводские номера: с № 4</p> <p><u>При заказе необходимо</u> <u>указать версию</u> <u>программы!</u></p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 52 | <p>Микросхема МОС3082 <i>для платы симистора НКМР.468349.042 – арт. 1279</i></p> <p>Артикул: 1269 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 53 | <p>Ось НКМР.303789.003 <i>для петли крышки стерилизатора</i></p> <p>Артикул: 1111 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 54 | <p>Ось НКМР.715311.023 <i>для крепления рычагов НКМР. 742131.001 – арт. 1296</i></p> <p>Артикул: 1272 Количество: 6 шт. Период использования: Действующая</p> <p><u>Приобретается совместно с шайбой стопорной быстросъемной DIN 6799-3/2 – арт. 1321</u></p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 55 | <p>Переходник НКМР.723146.018 <i>с 1/2" на 1/4"</i></p> <p>Артикул: 1112 Количество: 2 шт. Период использования: Действующий</p> <p>Монтаж К3 к соединителям, трубка Ø12 мм</p> | |
| 56 | <p>Переходник НКМР.723146.019, <i>с 1/2" на 1/4"</i> <i>монтаж К3 к соединителям,</i> <i>трубка Ø 10 мм</i></p> <p>Артикул: 1113 Количество: 2 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 57 | <p>Переходник НКМР.723146.020 <i>монтаж соединителя</i> <i>НКМР.302612.042 к</i> <i>парогенератору,</i> <i>трубка Ø 10 мм</i></p> <p>Артикул: 1114 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 58 | <p>Печатающее устройство НКМР.164210.011 в сборе для стерилизаторов с сенсорным дисплеем</p> <p>Артикул: 1274 Количество: 1 шт. Период использования: до 02.2022 г. Заводские номера: до № 1962, кроме № 1935</p> | |
| 59 | <p>Печатающее устройство НКМР.164210.013 в сборе базовая комплектация</p> <p>Артикул: 1275 Количество: 1 шт. Период использования: до № 1962</p> | |
| 60 | <p>Пластина НТЦ-9798 для монтажа клапана К4 – арт. 1247</p> <p>Артикул: 1115 Количество: 1 шт. Период использования: с 03.2009 г.-07.2022 г. Заводские номера: с № 355-2062</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|------------|
| 61 | <p>Плата датчика уровня НКМР.468347.002</p> <p>Артикул: 1276 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 62 | <p>Плата индикации клапанов НТЦ-10057</p> <p>Артикул: 1277 Количество: 1 шт. Период использования: с 01.2020 г. Заводские номера: с № 1674</p> | |
| 63 | <p>Плата пульта НКМР.468314.003-04</p> <p>Артикул: 1278 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 64 | <p>Плата симистора НКМР.468349.042 <i>аналог платы симистора</i> <i>НКМР.468349.010-01</i></p> <p>Артикул: 1279 Количество: 3 шт. Период использования: Действующая Заводские номера: с № 4</p> | |
| 65 | <p>Плата управления клапанами НКМР.468349.037-01 <i>для стерилизаторов с</i> <i>сенсорным дисплеем</i></p> <p>Артикул: 1116 Количество: 1 шт. Период использования: 03.2022 г. Заводские номера: № 1935, с № 1987 и далее</p> | |
| 66 | <p>Плата управления клапанами НКМР.468349.038 <i>аналог платы управления</i> <i>клапанами</i> <i>НКМР.468349.030-01</i></p> <p>Артикул: 1117 Количество: 1 шт. Период использования: с 02.2020 г. Заводские номера: с № 1674</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|--|
| 67 | <p>Пленка НКМР.754312.286</p> <p>Артикул: 1280 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> |  |
| 68 | <p>Принтер CITIZEN</p> <p>Артикул: 1205 Количество: 1 шт. Заводские номера: до № 2056, кроме № 2052</p> |  |
| 69 | <p>Провод НКМР.685611.003-01 <i>Пульт-Блок управления</i></p> <p>Артикул: 1118 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 70 | <p>Прокладка НКМР.711141.012 <i>для монтажа соединителя парогенератор-стерилизационная камера и термопреобразователей</i></p> <p>Артикул: 1281 Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4-1502 кол.: 6 шт. с № 1503 кол.: 2 шт.</p> | |
| 71 | <p>Прокладка НКМР.754142.006 <i>для монтажа электронагревателей ТЭН</i></p> <p>Артикул: 1283 Количество: 3 шт. Период использования: до 08.2022 г. Заводские номера: с № 4-2036</p> | |
| 72 | <p>Прокладка НКМР.754150.003 <i>для монтажа клапана КЭН-1 – арт. 1260</i></p> <p>Артикул: 1284 Количество: с № 4-194 кол.: 3 шт. с № 195-354 кол.: 2 шт. с № 355-404 кол.: 1 шт. Заводские номера: до № 405</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|---|------------|
| 73 | <p>Прокладка НКМР.754152.002 для монтажа мановакуумметров</p> <p>Артикул: 1285 Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4-66 кол.: 1 шт. с № 67, кол.: 2 шт.</p> | |
| 74 | <p>Прокладка НКМР.754152.010 для обратного клапана НКМР.611622.011 – арт. 1258</p> <p>Артикул: 1286 Количество: 3 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с №4</p> | |
| 75 | <p>Пульт НКМР.468314.001-04</p> <p>Артикул: 1290 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 76 | <p>Радиатор НКМР.301415.011 в сборе:</p> <p>Артикул: 1292 Количество: 3 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 77 | <p>Рукав 10x17,5-0,63 (ГОСТ 10362-2017) <i>водопровод-эжектор, L=51см</i></p> <p>Артикул: 1364</p> | |
| 78 | <p>Рукав 10x18,5-1,6 (ГОСТ 10362-2017)</p> <p>Артикул: 1365 L=69,5 см - предохранительный клапан L=95,5 см - залив воды в парогенератор L=110 см – аварийный сброс пара</p> | |




| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 79 | <p>Ручка НКМР.303658.002 <i>для головки</i> <i>НКМР.712292.002 – арт.</i> <i>1225</i></p> <p>Артикул: 1293 Количество: 3 шт. Период использования: с 08.2005 г.-01.2015 г. Заводские номера: с № 4-1204</p> | |
| 80 | <p>Ручка НКМР.303658.007 <i>для головки</i> <i>НКМР.712292.004 – арт.</i> <i>1226</i></p> <p>Артикул: 1294 Количество: 3 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 81 | <p>Ручка НКМР.715171.002 <i>аналог ручки</i> <i>НКМР.715171.001 и НТЦ-</i> <i>6620</i></p> <p>Артикул: 1295 Количество: 4 шт. Период использования: Действующая</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 82 | <p>Рычаг НКМР.742131.001</p> <p>Артикул: 1296 Количество: 6 шт. Период использования: Действующий</p> <p><u>Приобретаются совместно с</u> <u>- ось НКМР.715311.023 –</u> <u>арт. 1272</u> <u>- шайба стопорная</u> <u>быстросъемная DIN 6799-</u> <u>3,2 – арт. 1321</u></p> | |
| 83 | <p>Сетка НКМР.305122.004 <i>для стерилизационной</i> <i>камеры</i></p> <p>Артикул: 1298 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 84 | <p>Сетка НКМР.752633.001 <i>из нержавеющей стали,</i> <i>для фильтра защитного</i> НКМР.611622.003 – арт. 1314</p> <p>Артикул: 1299 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |




| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 85 | <p>Симистор ВТА41-800BRG для платы симистора НКМР.468349.042 аналог симистора ВТА 140-800</p> <p>Артикул: 1302 Период использования: с 11.2021 г. Заводские номера: с № 1919</p> | |
| 86 | <p>Симистор MAC9MG для платы управления клапанами</p> <p>Артикул: 1301 Период использования: Действующий</p> | |
| 87 | <p>Скоба НТЦ-6835 скоба ремонтная для петли крышки стерилизатора</p> <p>Артикул: 1119 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |




| № | Наименование | Фотография |
|----|---|------------|
| 88 | <p>Соединитель НКМР.302612.017 <i>парогенератор-мановакуумметр</i></p> <p>Артикул: 1120 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 89 | <p>Соединитель НКМР.302612.017-01 <i>стерилизационная камера-мановакуумметр</i></p> <p>Артикул: 1121 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 90 | <p>Соединитель НКМР.302612.036 <i>КЗ-стерилизационная камера, трубка Ø12 мм (Г-образный патрубков сосуда)</i></p> <p>Артикул: 1132 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 91 | <p>Соединитель НКМР.302612.037 <i>парогенератор-КЗ, трубка</i> <i>Ø12 мм</i></p> <p>Артикул: 1133 Количество: 1 шт.</p> | |
| 92 | <p>Соединитель НКМР.302612.039 <i>КЗ-стерилизационная</i> <i>камера, трубка Ø10 мм</i> <i>(Прямой патрубок сосуда)</i></p> <p>Артикул: 1134 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 93 | <p>Соединитель НКМР.302612.042 <i>парогенератор-КЗ, трубка</i> <i>Ø10 мм</i></p> <p>Артикул: 1136 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|--|
| 94 | <p>Термоизоляция крышки стерилизатора</p> <p>Артикул: 1137 Количество: 1 комплект Период использования: до 05.2024 г. Заводские номера: до № 2419, кроме № 2362</p> <p>Термоизоляция крышки стерилизатора без ребер жесткости</p> <p>Артикул: 1138 Количество: 1 комплект Период использования: с 07.2024 г. Заводские номера: № 2362 и далее с № 2420</p> |  |
| 95 | <p>Термоизоляция сосуда стерилизатора</p> <p>Артикул: 1139 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> |  |
| 96 | <p>Термопреобразователь ТПС 311-100/630-М20х1.5/6-С10-100М/В4-П <i>аналог ТСМ-1288-01-100/630-100М-В4-С10-П</i></p> <p>Артикул: 1304 Количество: 2 шт. Период использования: Действующий</p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|----|--|------------|
| 97 | <p>Трансформатор ТПГ-1-2х9В <i>для платы датчика уровня НКМР.468347.002</i></p> <p>Артикул: 1306 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 98 | <p>Трансформатор ТП-121-107 <i>для блоков управления АУТД.042800.000-01, НКМР.468332.005</i></p> <p>Артикул: 1305 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> | |
| 99 | <p>Трубопровод НКМР.302541.007 <i>стерилизационная камера- К2</i></p> <p>Артикул: 1141 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|--|--|
| 100 | <p>Трубка силиконовая, диаметр 3х3,5</p> <p>Артикул: 1308 Количество: 0,01кг, с сенсорным дисплеем 0,02кг Период использования: Действующая</p> |  |
| 101 | <p>ТЭН 3 КВА 220 В (ТЭ80 В12,5/3,0 220)</p> <p>Артикул: 1309 Количество: 3 шт. Период использования: с 08.2005 г. Заводские номера: с № 4</p> |  |
| 102 | <p>Угольник 1/2" НТЦ-4344</p> <p>Артикул: 1310 Период использования: Действующий</p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|--|--|
| 103 | <p>Узел блокировки НКМР.304274.005 <i>в сборе с мембраной</i> <i>НКМР.711111.014 - арт. 1266</i></p> <p>Артикул: 1311 Количество: 1 шт. Период использования: с 12.2015 г. Заводские номера: с № 1282</p> |  |
| 104 | <p>Устройство виртуальной печати НКМР.467619.001</p> <p>Артикул: 1312 Количество: 1 шт. Период использования: с 04.2024 г. Заводские номера: с № 2371</p> |  |
| 105 | <p>Фильтр бактериальный ЭФП-100-L/0,2-125-R <i>аналог фильтра</i> <i>бактериального</i> <i>ЭФП-Ф4-02-130-ТР</i></p> <p>Артикул: 1313 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> |  |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|--|------------|
| 106 | <p>Фильтр защитный НКМР.611622.003</p> <p>Артикул: 1314 Период использования: с 01.2006 г. Заводские номера: с № 35-354 -1 шт. с № 355 -2 шт.</p> | |
| 107 | <p>Фланец НТЦ-2775</p> <p>Артикул: 1315 Количество: 6 шт. Период использования: с 08.2005 г.-08.2022 г. Заводские номера: с № 4-2036</p> | |
| 108 | <p>Хомут пружинный AML d 10мм, для трубки силиконовой, диаметр 3х3,5- арт. 1308</p> <p>Артикул: 1317 Количество: 3 шт. Период использования: с 12.2015 г. Заводские номера: с № 1282</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|---|------------|
| 109 | <p>Шпилька НКМР.758271.023 <i>для монтажа фланцев</i> <i>НТЦ-2775 – арт. 1315</i></p> <p>Артикул: 1322 Количество: 12 шт. Период использования: с 08.2005 г.-08.2022 г. Заводские номера: с № 4-2036</p> | |
| 110 | <p>Штекер DIN 43650A, Danfoss</p> <p>Артикул: 1328 Период использования: с 03.2009 г. Заводские номера: с № 355-№ 404 кол.: 4 шт. с № 405-№ 2000 кол.: 5 шт. с № 2001-№ 2027 кол.: 4 шт.</p> | |
| 111 | <p>Штуцер НКМР.715741.027 <i>монтаж соединителя к</i> <i>парогенератору,</i> <i>трубка Ø12 мм</i></p> <p>Артикул: 1144 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|--|------------|
| 112 | <p>Штуцер НКМР.715741.032 <i>монтаж соединителя к стерилизационной камере, трубка $\varnothing 12$ мм</i></p> <p>Артикул: 1145 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 113 | <p>Штуцер НКМР.753136.021 <i>монтаж клапана К2</i></p> <p>Артикул: 1174 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 114 | <p>Шайба НКМР.758491.016 <i>для винта ходового НКМР. 715534.009 - арт. 1220</i></p> <p>Артикул: 1318 Количество: 1 шт. Период использования: Действующая</p> | |
| 115 | <p>Шайба стопорная быстросъемная DIN 6799-3,2 <i>для крепления рычагов НКМР. 742131.001 – арт. 1296</i></p> <p>Артикул: 1321 Количество: 12 шт. Период использования: Действующая</p> <p><u>Приобретается совместно с осью НКМР.715311.023 – арт. 1272</u></p> | |

| № | Наименование | Фотография |
|-----|--|------------|
| 116 | <p>Штекер 124-800 серии 64 A80 CAMOZZI <i>для катушки</i> <i>В 8E CAMOZZI – арт. 1251</i></p> <p>Артикул: 1326 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |
| 117 | <p>Штекер DIN 43650 IP65 РИДАН <i>для катушки</i> <i>RR 230 AC РИДАН – арт.</i> <i>1256</i></p> <p>Артикул: 1327 Количество: 1 шт. Период использования: Действующий</p> | |