

















ДЕТАЛИ И УЗЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА СТЕРИЛИЗАТОРА СПГА-25-1-НН

№	Наименование	Фотография
1.	Датчик протока воды «УРА 120» Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134	
2.	Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/В V3/6-1/Pt100/- 50...+200С/50/3/0,6 (для секционной камеры длина монтажной части 50 мм) Количество: 1 шт. Период использования: действующий	
3.	Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/В V3/6-1/Pt100/- 50...+200С/20/3/0,6 (для парогенератора длина монтажной части 20 мм) Количество: 1 шт. Период использования: действующий	
4.	ТЭН 2кВА 220В Количество: 1 шт. Период использования: действующий	
5.	Блок печати НКМР.164210.008 Количество: 1 шт. Период использования: до 11.07.2017г. до зав. № 94 с зав. № 95 до зав. № 134 печатающее устройство НКМР.164210.013-01	
6.	Кронштейн НКМР.301568.050 Количество: 1 шт. Период использования: действующий	
7.	Блок контроля НКМР.421417.001 Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134	 






№	Наименование	Фотография	
8.	<p>Блок контроля НКМР.421417.001 (нового образца) Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135</p>		
9.	<p>Блок питания НКМР.436718.001 Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134</p>		
10.	<p>Кронштейн НКМР.301568.050 с датчиком давления МРХ 5700АР Количество: 1 шт. Период использования: действующий</p>		
11.	<p>Насос «повысительный» W15GR-15 220В50Гц 120Вт Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134</p>		
12.	<p>Мановакуумметр ТМВ-510Т.00 Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134</p>		
13.	<p>Микросхема ADUC845BS62-3 Количество: 1 шт. Период использования: действующая</p>		





№	Наименование	Фотография
14.	<p>Датчик давления МРХ 5700АР Количество: 1 шт. Период использования: действующий</p>	
15.	<p>Ось НКМР.715111.009 (L=46мм) Количество: 1 шт. Период использования: до 31.03.2016г. до зав. № 76</p>	
16.	<p>Клапан предохранительный НКМР.494141.004 Количество: 1 шт. Период использования: до 30.10.2013г. до зав. № 42</p>	
17.	<p>Клапан предохранительный НКМР.494141.009 Количество: 1 шт. Период использования: с 31.10.2013г. с зав. № 43 Замена: Клапан предохранительный НКМР.494141.006 (с зав. № 86 по настоящее время)</p>	
18.	<p>Клапан предохранительный НКМР.494141.006 Количество: 1 шт. Период использования: с 06.17г. с зав. № 86 по настоящее время</p>	
19.	<p>Стопор НКМР.305365.001 Количество: 1 шт. Период использования: до 19.01.2015г. до зав. № 46</p>	
20.	<p>Датчик верхнего уровня НКМР.406121.002 (L=112мм) Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134 Датчик верхнего уровня НКМР.406121.002 нового образца (L=102мм) Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135 по настоящее время</p>	





№	Наименование	Фотография
21.	Датчик нижнего уровня НКМР.406121.002-01 Количество: 1 шт. Период использования: действующий	
22.	Корпус НКМР.716662.003 Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2012г. до зав. № 36	
23.	Кольцо уплотнительное НТЦ-8261 Количество: 1 шт. Период использования: с 08.07.2015г. с зав. № 47	
24.	Кольцо уплотнительное НКМР.754174.004 Количество: 1 шт. Период использования: до 21.11.2014г. до зав. № 46	
25.	Сетка НКМР.305122.004 Количество: 1 шт. Период использования: действующая	
26.	Сетка НКМР.752633.001 Количество: 1 шт. Период использования: действующая	

№	Наименование	Фотография
27.	Трубка силиконовая, диаметр – 3,5х3,00 Период использования: действующая	
28.	Сильфон НКМР.723161.001 Количество: 1 шт. Период использования: до 19.01.2015г. до зав. № 46	
29.	Клапан электромагнитный КЭН-1 «К3» Количество: 1 шт. Период использования: до 16.05.2017г. до зав. № 85	
30.	Эжектор в сборе: - Эжектор НКМР.753123.013 - Сопло НКМР.753123.016 - Тройник НТЦ-8355 Количество: 1 шт. Период использования: до 16.10.19г. до зав. № 134	
31.	Эжектор НКМР.753123.007 Сопло НКМР.753123.016 Тройник равный FF ½ «Bugatti» Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.19г. с зав. № 135	
32.	Клапан электромагнитный EV210B 3.0B GI4ENC 000 «К1» Количество: 1 шт. Период использования: действующий	













№	Наименование	Фотография
33.	<p>Клапан электромагнитный EV 210 В 6.0В G14ENC000 «К2, К4» Количество: 2 шт. Период использования: действующий</p>	
34.	<p>Катушка ВВ 230 АS Количество: 3 шт. (до зав. № 85) Количество: 4 шт. (с зав. № 86) Период использования: действующая</p>	
35.	<p>Клапан электромагнитный EV250B12BD G12ENC000 «К2»</p>	
36.	<p>Катушка электромагнитная АМ 230 АС Количество: 1 шт. Период использования: действующая</p>	
37.	<p>Комплект запасных частей для EV220 А 6-10В, 43, NBR Количество: 1 шт. Период использования: действующий</p>	

№	Наименование	Фотография
38.	<p>Клапан электромагнитный EV 220 А 10 В G12N NC00 «К6» Количество: 1 шт. Период использования: действующий</p>	
39.	<p>Комплект запасных частей для EV 210 В 6/8/10 EPDM NC Количество: 2 шт. (до зав. № 85) Количество: 3 шт. (с зав. № 86) Период использования: действующий</p>	
40.	<p>Штекер DIN43650А Количество: 4 шт. (до зав. № 85) Количество: 5 шт. (с зав. № 86) Период использования: действующий</p>	
41.	<p>Клапан обратный НКМР.611622.002 Количество: 2 шт. Период использования: действующий</p>	

№	Наименование	Фотография
42.	Прокладка НКМР.754142.006 Количество: 1 шт. Период использования: действующая	
43.	Мановакуумметр ТМВ-510Р.00 Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135 по настоящее время	
44.	Фильтр бактериальный ЭФП-Ф4-02-130-ТР Количество: 1 шт. Период использования: до 27.03.2019г. до зав. № 134	
45.	Фильтр для инфузии 2000/35 Количество: 1 шт. Период использования: с 27.03.2019г. с зав. № 135 по настоящее время	



№	Наименование	Фотография
46.	<p>Фильтр защитный НКМР.611622.003 Количество: 1 шт. Период использования: действующий</p>	
47.	<p>Прокладка НКМР.754152.010 (для обратного клапана) Период использования: действующая</p>	
48.	<p>Прокладка НКМР.754152.002 (для мановакуумметра) Количество: 1 шт. Период использования: действующая</p>	
49.	<p>Клапан электромагнитный EV210B 10 B G 12 NC 000 «КЗ» Количество: 1 шт. Период использования: с 16.05.2017г. с зав. № 86 по настоящее время</p>	
50.	<p>Плата датчика давления НКМР.426442.005 Количество: 1 шт. Период использования: с 26.06.2020г. с зав. № 145 по настоящее время</p>	
51.	<p>Адаптер термопринтера НКМР.468349.035-03 Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135 по настоящее время</p>	

№	Наименование	Фотография
52.	<p>Блок управления НКМР.468314.008 (нового образца) Количество: 1 шт. Период использования: с 25.12.2018г. с зав. № 125 по настоящее время</p>	
53.	<p>Клавиатура НКМР.468314.007 (нового образца) Количество: 1 шт. Период использования: с 25.12.2018г. с зав. № 125 по настоящее время</p>	
54.	<p>Блок питания НКМР.436718.001 (нового образца) Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135 по настоящее время</p>	
55.	<p>Принтер CITIZEN Количество: 1 шт. Период использования: с 16.10.2019г. с зав. № 135 по настоящее время</p>	
56.	<p>Запасные части для ремонта крышки стерилизатора СПГА-25-1-НН:</p> <p>Кожух НКМР.725137.001 Заглушка НКМР.712425.001 Планка с надписью НКМР.754312.082 Ручка НКМР.753762.001 Крепеж (винт М4х14 оцинкованный, гровер) Период использования: до 07.12.2017г. до зав. № 124</p>	